



## Quick Start Guide

### CA-PX Wireless Vibrating Personal Receiver



#### Installation Charging:

1. Turn Power switch to **OFF** position. Pull out & remove battery tab to engage pre-installed batteries.
2. Plug AC adapter into electrical outlet. Connect adapter plug to CA-PX. Push Power **ON**.
3. Charge time: 3 - 4 hours.

#### Power On/Off:

1. Push Power switch **ON** (towards power icon). Flasher will flash, vibrate & sound a beep.
2. Push Power switch **OFF**. The unit will turn **OFF**.

#### Speaker On/Off:

1. Push Speaker switch **ON**. Unit will beep once.
2. Push Speaker switch **OFF** (away from speaker icon). Unit will vibrate once.

#### Tactile Alert Identification:

1. Each alert has a unique vibration.
2. User presses each button sequentially to find the one that changes the unique vibration pattern into a continuous vibration pattern.
3. User then identifies alert by judging button position or reading Braille on button.

Need Help? Call Toll-free Help Line:  
866-376-9271 (8AM - 5PM PST, M-F)

#### Operations:

1. Turn flashlight **On/Off** - Press **RESET**
2. Send **SOS** for help - Press & hold **SOS** for 2 seconds.
3. Incoming alert - icon button will blink, vibrate & sound (if speaker is On).
4. Acknowledge & stop an alert - Press **RESET**
5. Recall last alert - Press and hold **RESET** for 2 seconds.

#### Learn Accessories (as a Stand-alone Receiver) :

1. Press & hold the **LEARN** button for 6 seconds. **LEARN** button LED will blink for 20 seconds.
2. Press & hold accessory's test button for 10 seconds until CA-PX flashes, vibrates, & sounds (if speaker is On) **Two (2)** times.
3. Repeat steps above for each accessory.

#### Learn CA-PX into a CA-360 System:

1. Press & hold **SOS/TEST** button on CA-360 for 6 seconds until it sounds a beep.
2. Press & hold **LEARN** button on the CA-PX for 10 seconds until CA-360 sounds 2 times & the display shows "**SUB**".
3. Press the **RESET** button on CA-360 to exit.

#### CA-PX Alert Vibration Training:

1. Press and hold **LEARN** button while turning on power.
2. **LEARN** button LED is lit
3. Press any icon button to learn vibration pattern.
4. Press Reset button to stop alert.
5. Press another icon button to learn different vibration.
6. Power off unit to exit vibration training.



Serene Innovations, Inc.  
14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650  
Local 562.407.5400 www.sereneinnovations.com

△06-16-15



## Guide de démarrage rapide

### CA-PX personnel vibrant sans fil

#### Chargement initial:

1. Mettez l'interrupteur en position **OFF**. Tirez et retirez la languette des piles afin d'insérer les piles préinstallées.
2. Branchez l'adaptateur CA dans la prise électrique. Branchez la prise de l'adaptateur dans le CA-PX. Mettez l'alimentation sur **ON**.
3. Temps de charge : 3-4 heures.

#### Alimentation On/Off:

1. Mettez l'interrupteur sur **ON** (au niveau de l'icône d'alimentation). Le clignotant clignotera, vibrera et émettra un bip.
2. Mettez l'interrupteur sur **OFF**. L'appareil s'éteindra.

#### Haut-parleur On/Off:

1. Mettez l'interrupteur du haut-parleur en position **ON**. L'appareil émettra un bip une seule fois.
2. Mettez l'interrupteur du haut-parleur en position **OFF** (à côté de l'icône du haut-parleur). L'appareil vibrera une fois.

#### Identification d'alerte tactile:

1. Chaque alerte a une vibration unique.
2. L'utilisateur appuie sur chaque bouton séquentiellement pour trouver celui qui change le modèle de vibration unique en modèle de vibration continue.
3. L'utilisateur identifie ensuite l'alerte en jugeant de la position du bouton ou en lisant le Braille sur le bouton.

#### Fonctionnement:

1. Mettre la lampe de poche en position **On/Off** - Appuyez sur **RESET**
2. Envoyer un **SOS** pour de l'aide - Appuyez et maintenez **SOS** pendant 2 secondes.

Need Help? Call Toll-free Help Line:  
866-376-9271 (8AM - 5PM PST, M-F)

3. Alerte entrante - le bouton icône clignotera, vibrera et sonnera (si le haut-parleur est allumé).
4. Reconnaître et arrêter une alerte - Appuyez sur **RESET**
5. Rappeler la dernière alerte - Appuyez et maintenez **RESET** pendant 2 secondes.

#### Configurer les accessoires (en tant que récepteur autonome) :

1. Appuyez et maintenez le bouton **LEARN** pendant 6 secondes. La DEL du bouton **LEARN** clignotera pendant 20 secondes.
2. Appuyez et maintenez le bouton de test d'accessoire pendant 10 secondes jusqu'à ce que le CA-PX clignote, vibre et sonne (si le haut-parleur est activé) **deux (2)** fois.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque accessoire.

#### Configurer le CA-PX dans un système CA-360 :

1. Appuyez et maintenez le bouton **SOS/TEST** sur le CA-360 pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip.
2. Appuyez et maintenez le bouton **LEARN** sur le CA-PX pendant 10 secondes jusqu'à ce que le CA-360 sonne 2 fois et que l'écran affiche « **SUB** ».
3. Appuyez sur le bouton **RESET** du CA-360 pour quitter.

#### Configuration des alertes de vibration du CA-PX :

1. Appuyez et maintenez le bouton **LEARN** tout en mettant l'appareil sous tension.
2. Le bouton DEL **LEARN** est allumé.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton d'icône pour configurer le modèle de vibration.
4. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour arrêter l'alerte.
5. Appuyez sur un autre bouton icône pour configurer différentes vibrations.
6. Mettez l'appareil hors tension pour quitter la configuration des vibrations.

Serene Innovations, Inc.  
14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650  
Local 562.407.5400 www.sereneinnovations.com

△06-16-15